

UBND THỊ XÃ BÌNH LONG



TRUNG TÂM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHỤ LỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ CUNG CẤP CHO TTYT BÌNH LONG ĐỢT 1 NĂM 2024

(Đính kèm thông báo lấy giá số 01/2024/TTYT/KD ngày 26 /03 /2024 của Trung tâm Y tế TX Bình Long)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
Hóa chất phù hợp cho máy Huyết học tự động 18 thông số Sysmex XP 100					
1	Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học Sysmex.	- Dung dịch pha loãng mẫu - Thành phần: + Sodium Chloride <0.9% + Potassium Chloride <0.2% + Buffer <0.2% + Staboliser <0.01%	Thùng	8	
2	Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học Sysmex.	- Dùng để đếm số lượng bạch cầu, ly giải hồng cầu để đo huyết sắc tố HGB. - Thành phần: + Ammonium <0.25% + Sodiumauryl Sulfate <0.04%	Chai	8	



3	Hóa chất rửa dùng cho bảo trì máy huyết học Sysmex.	- Được sử dụng để làm sạch cụm bề đếm RBC & WBC, kim, ống nhựa và van cho máy phân tích dòng Celldiff của Fortress Diagnostics và máy phân tích hệ thống Sysmex, Abbott, Nihon Kohden, Beckman Coulter. Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích chẩn đoán In Vitro. - Thành phần: Protease<0.50%	Chai	3	
---	---	---	------	---	--

Sinh phẩm, Vật tư y tế

1	Túi đựng máu	- Túi đựng máu 250ml	Cái	20	
2	Anti A	- Kháng thể định danh nhóm máu ABO để sử dụng cho xét nghiệm trên ống/ phiến hoặc vi giếng. Nguyên tắc ngưng kết hồng cầu trực tiếp. - Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng anti A IgM từ chuột. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%	Lọ	15	
3	Anti B	- Kháng thể định danh nhóm máu ABO để sử dụng cho xét nghiệm trên ống/ phiến hoặc vi giếng. Nguyên tắc ngưng kết hồng cầu trực tiếp. - Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng anti B IgM từ chuột. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%	Lọ	15	
4	Anti D	- Kháng thể định danh nhóm máu ABO để sử dụng cho xét nghiệm trên ống/ phiến hoặc vi giếng. Nguyên tắc ngưng kết hồng cầu trực tiếp. - Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng anti D IgG và IgM từ người. Độ nhạy 99.9%, độ đặc hiệu 100%	Lọ	15	

5	Anti AB	- Kháng thể định danh nhóm máu ABO để sử dụng cho xét nghiệm trên ống/ phiến hoặc vi giếng. Nguyên tắc ngưng kết hồng cầu trực tiếp. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng anti A IgM và anti B IgM từ chuột. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%	Lọ	2	
6	AHG (Anti Human Globulin)	- Bộ hồng cầu mẫu cho xét nghiệm nhóm máu bất thường khi sử dụng kháng thể IgM đơn dòng chuột bắt nguồn từ các dòng tế bào lai.	Lọ	2	
7	Dung dịch LISS	- Dung dịch tăng cường phản ứng khi sử dụng kháng thể IgM đơn dòng chuột bắt nguồn từ các dòng tế bào lai.	Lọ	2	
8	Test nhanh Anti HIV (Dạng khay)	- Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab.	Test	800	

9	Test nhanh Anti HCV (Dạng khay)	-Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, - Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: Cộg hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vạch chứng IgG người	Test	200	
10	Test nhanh Syphilis	"Phát hiện kháng thể giang mai trong mẫu huyết thanh, huyết tương. Độ nhạy: 99.9%, độ đặc hiệu 99.7%."	Test	400	
11	Test máu ẩn trong phân (FOB)	- Phát hiện hemoglobin người trong mẫu phân người. - Test dạng cassette ,thực hiện trên mẫu phân. - Tiêu chuẩn CE. Độ nhạy 95%, độ đặc hiệu 99.5% - Cung cấp kèm lọ xử lý mẫu kín.	Test	200	

12	Test Dengue NS1 Ag (dạng khay)	Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag(Ns1) Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 , đáp ứng chỉ thị 98/79/EC Ngưỡng phát hiện: 0,25ng/ml Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.6% - Thành phần: - Vùng cộng hợp: Kháng thể chuột kháng Dengue Ag - Vạch kết quả: Kháng thể thử kháng Dengue Ag - Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột - Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Malaria, HIV, HCV, HAV, HBV, TB....	Test	600	
13	Test Troponin I	-Test nhanh xác định tình trạng hoại tử cơ tim bằng Troponin I. - Test dạng cassette có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương - Tiêu chuẩn CE. - Độ nhạy: 99,4%, độ đặc hiệu 99,0%.	Test	200	
14	Que thử nước tiểu 10 thông số Mission 120	Que thử nước tiểu 10 thông số, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Que	2.000	

15	Test thử chất gây nghiện / nước tiểu 4 chân	- Sử dụng phương pháp sắc kí miễn dịch phát hiện định tính ma túy có trong mẫu nước tiểu với ngưỡng phát hiện (cut/off) + MET: Methamphetamine 1000ng/ml. + AMP: Amphetamine 1000ng/ml. + THC: Marijuana 50ng/ml. + MOP: Morphine 300ng/ml. - Thời gian đọc kết quả sau 3-5 phút. - Độ nhạy 99.9%. - Độ đặc hiệu: 99.9%.	Test	700	
16	Thuốc nhuộm Giemsa	- Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa	Lọ	2	
17	Bộ thuốc nhuộm Gram	- Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranin.	Bộ	2	
18	Dầu soi kính hiển vi	- Dầu soi kính hiển vi, trong suốt, chỉ số khúc xạ là 1.51	Lọ	2	
19	Ống nghiệm EDTA	- Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA). - Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). - Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003	Ống	9.600	

20	Ống nghiệm Serum	- Kích thước 12x75. Nắp màu đỏ. - Hóa chất bên trong là hạt nhựa Poly Styrene hình khối. - Giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút. - Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003.	Ống	3.000	
21	Ống nghiệm Chimygly	- Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 12x75mm, trung tính, nhãn và nắp màu xám. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông EDTA và NaF. - Dùng xét nghiệm đường (duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36- 48h sau khi lấy máu) và các xét nghiệm sinh hóa (trừ Na+) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003	Ống	4.800	
22	Ống Heamatokrit	- Sử dụng cho việc lấy máu tĩnh mạch để xét nghiệm.	Lọ	12	
23	Đầu côn xanh	- Chất liệu: Nhựa PP. - Kích thước: 0-1000ul	Gói	12	
24	Đầu côn vàng	- Chất liệu: Nhựa PP. - Kích thước: 0-200ul	Gói	12	
25	Giấy in nhiệt	- Giấy in dùng cho máy huyết học 57mm	Cuộn	180	
26	Lọ nhựa đựng nước tiểu	- Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 55ml. - Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003.	Cái	3.000	

27	Lọ nhựa đựng phân không chất bảo quản	- Lọ nhựa PS trắng trong, dung tích 50ml. Có nhãn màu trắng, nắp màu vàng, có thìa lấy mẫu phân bên trong. - Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với bệnh phẩm bên trong. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003.	Cái	500	
Cộng khoản: 30 khoản					