

UBND THỊ XÃ BÌNH LONG

TRUNG TÂM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



PHỤ LỤC DANH MỤC HÓA CHẤT TƯƠNG THÍCH MÁY HUYẾT HỌC MISPA COUNT PLUS

(Đính kèm thông báo lấy giá số 02/2024/TTYT/KD ngày 26 /03 /2024 của Trung tâm Y tế TX Bình Long)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	Hóa chất tương thích với máy huyết học Mipsa Count Plus				
1	Dung dịch pha loãng	- Dung dịch pha loãng tương thích với máy huyết học Mipsa Count Plus - Thành phần: + Boric Acid: 0.3 - 0.5 % + Sodium Chloride: 4.5 - 6.5 % + Sodium Sulphate: 6.0 - 8.0 % + EDTA: 0.1 - 0.2 % + Immidazole: 0.15 - 0.25 % + CWT 3030: 0.001 - 0.003 %	Lít	180	
2	Dung dịch ly giải	- Dung dịch ly giải tương thích với máy huyết học Mipsa Count Plus - Thành phần: + Dodecyl Trimethyl Ammonium Chloride: 1.1 % + Dodecyl Trimethyl Ammonium Bromide: 0.6 % + Hexamine: 0.1 % + IPA: 0.07%	MI	9.500	

3	Dung dịch rửa	-Dung dịch rửa máy tương thích với máy huyết học Mispa Count Plus. -Thành phần: + Boric Acid: 0.3 % + Sodium Chloride: 4.5 % + Sodium Sulphate: 6.0 % + EDTA: 0.2 % + CWT 3030: 0.005 % + Triton: 0.25 % + Proteolytic Enzyme: 0.05 - 0.1 %	MI	11.000	
4	Dung dịch rửa đậm đặc	-Dung dịch rửa kim hút mẫu, rửa buồng đếm và hệ thống quang, tương thích với máy huyết học Mispa Count Plus -Thành phần: + Surfactant: > 2.0 g/L + Sodium hypochlorite: >75 g/L + Sodium chloride: > 100 g/L	MI	200	
5	Máu chuẩn	- Dung dịch máu chuẩn dùng cho máy huyết học	MI	18	
Cộng khoản: 05 khoản					

